

Baňka Erlenmeyerova PETG | NEST

Sterilní baňky s plochým dnem vhodné pro kultivaci

- Varianta se standardním uzávěrem nebo s ventilačním uzávěrem s hydrofilním filtrem 0,22 µm pro výměnu plynů
- Jednotlivě balené baňky se snadno čitelnou stupnicí
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogenní, sterilizované E-paprskem

Technické parametry

Materiál baňky:

PETG

Materiál víčka:

HDPE



Objem (ml)	Typ víčka	Výška (mm)	Průměr hrdla (mm)	Průměr dna (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
125	bez filtru	106,8	34	66	24	N781001
125	s filtrem	106,8	34	66	24	N781011
250	bez filtru	137,8	34	83	12	N782001
250	s filtrem	137,8	34	83	12	N782011
500	bez filtru	175,8	39	101	12	N783001
500	s filtrem	175,8	39	101	12	N783011
1000	bez filtru	213,3	39	127	6	N784001
1000	s filtrem	213,3	39	127	6	N784011

