

Baňka Erlenmeyerova se šroubovacím uzávěrem | DURAN®

Kónická baňka vhodná ke sterilizaci

- Baňku včetně uzávěru lze sterilizovat za horka (max. 180 °C)

Technické parametry

Materiál baňky:	borosilikátové sklo DURAN®
Materiál uzávěru/těsnění:	červený PBT/PTFE



Baňka Erlenmeyerova se šroubovacím uzávěrem

Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	Výška (mm)	Uzávěr GL	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	64	109	25	1	R553161
250	85	145	32	1	R553261
500	105	180	32	1	R553361
1000	131	225	32	1	R553461

Pozn.: Při sterilizaci nedotahujte uzávěr.