

Baňka Erlenmeyerova se zábrusem | PYREX®

Kónická baňka pro běžné laboratorní použití

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Erlenmeyerova baňka se zábrusem

Objem (ml)	Zábrus NZ	Průměr baňky (mm)	Orientační výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	14/23	42	75	1	S650251
25	19/26	42	75	1	S650252
50	14/23	51	85	1	S650501
50	19/26	51	85	1	S650502
100	14/23	64	100	1	S651101
100	19/26	64	100	1	S651102
100	29/32	64	100	1	S651103
250	19/26	85	130	1	S652502
250	29/32	85	130	1	S652503
500	19/26	101	175	1	S655002
500	29/32	101	175	1	S655003
1 000	29/32	130	220	1	S650013
2 000	29/32	160	270	1	S650023

Pozn.: Baňky o objemu 50, 100, 150, 250, 500 a 1 000 ml lze objednat i se zábrusem NZ 24/29 (baňky s tímto zábrusem jsou balené po 5 ks).