

Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá

Kónická baňka s orientační stupnicí

- Bílá orientační stupnice a popisovací plocha

Technické parametry

Balení:

1 ks



Širokohrdlá Erlenmeyerova baňka

BORO 3.3					PYREX®				
Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	ID hrdla (mm)	Výška (mm)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	ID hrdla (mm)	Výška (mm)	Katalogové číslo
25	42	32	70	B104006	25	42	32	70	
50	51	34	85	B104008	50	48	30	85	S114002
100	64	34	110	B104009	100	64	30	110	S114004
200	79	50	131	B104011	200	79	50	131	
250	85	50	140	B104012	250	85	46	140	S114008
300	87	50	156	B104013	300	87	50	156	
500	105	50	175	B104016	500	105	46	175	S114010
1 000	131	50	220	B104020	1 000	131	46	220	S114014
2 000	153	72	280	B104022	2 000	153	66	280	S114018