

Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá silnostěnná | PYREX®

Kónická baňka s bílou orientační stupnicí se zesílenou stěnou, dnem a okrajem.

- Výrazně snížené nebezpečí rozbití při každodenním používání
- Bílá orientační stupnice a popisovací plocha

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Silnostěnná Erlenmeyerova baňka se širokým hrdlem

Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	ID hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
125	66	27	109	1	S510125
250	81	38	134	1	S510250
500	97	43	170	1	S510500
1 000	122	48	219	1	S510001
2 000	156	58	279	1	S510002

Pozn.: Při přípravě kultivačních médií nebo ohřevu viskózních roztoků je nezbytné obsah baňky důkladně promíchávat pro zajištění jeho rovnoměrného ohřevu. V opačném případě hrozí prasknutí baňky následkem teplotního prnutí.