

Baňka Erlenmeyerova úzkohrdlá silnostěnná | PYREX®

Kónická baňka se zesílenou stěnou, dnem a okrajem

- Výrazně snížené nebezpečí rozbití při každodenním používání
- Bílá orientační stupnice a popisovací plocha

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Silnostěnná Erlenmeyerova baňka s úzkým hrdlem

Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	ID hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	31	10	50	1	S498010
25	41	13	65	1	S498025
50	51	14	78	1	S498050
125	67	23	114	1	S498125
250	82	27	132	1	S498250
500	101	31	176	1	S498500
1 000	129	37	216	1	S498001
2 000	160	43	268	1	S498002
4 000	206	43	360	1	S498004
6 000	235	43	410	1	S498006

Pozn.: Při přípravě kultivačních médií nebo ohřevu viskózních roztoků je nezbytné obsah baňky důkladně promíchávat pro zajištění jeho rovnoměrného ohřevu. V opačném případě hrozí prasknutí baňky následkem teplotního pnutí.