

Baňka hruškovitá se zábrusem a s postranními tubusy | PYREX®

Baňka pro semi-mikro destilace s 1 nebo 2 postranními tubusy

- Jeden centrální svislý tubus a jeden nebo dva tubusy postranní
- Hruškovitý tvar umožňuje destilaci malých objemů
- Minimalizace ztrát způsobených tepelným rozkladem

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®

Zábrusy: centrální i postranní stejné



Hruškovitá baňka se zábrusem se zábrusem a s postranním tubusem



Hruškovitá baňka se zábrusem a s postranními tubusy

Počet tubusů	Objem (ml)	Zábrus NZ	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	50	14/23	115	1	S660051
2	25	10/19	112	1	S660052

*Pouze přibližné rozměry