

Baňka kultivační Erlenmeyerova | DURAN®

Kónická baňka s prodlouženým rovným hrdlem

- Baňku lze uzavřít pomocí bakteriologického uzávěru

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®

Průměr hrdla: 38 mm



Erlenmeyerova kultivační baňka

Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	64	114	10	R218271
200	79	138	10	R218371
250	85	149	10	R218471
300	87	161	10	R218571
500	105	183	10	R218671
1000	131	229	1	R218771
2000	166	302	1	R218871