

Baňka odměrná třídy A s PE zátkou | HIRSCHMANN

Odměrná baňka s modrým potiskem, ryskou a hrdlem se zábrusem

- Baňky s ověřením konformity a číslem výrobní šarže

Technické parametry

Materiál: čiré borosilkátové sklo 3.3



Baňka odměrná třídy A s PE zátkou

Objem (ml)	Přesnost (ml)	Výška (mm)	NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	+mn0,025	70	7/16	1	H282152
5	+mn0,025	70	10/19	1	H282153
10	+mn0,025	90	7/16	1	H282160
10	+mn0,025	90	10/19	1	H282161
20	+mn0,040	110	10/19	1	H282165
25	+mn0,040	110	10/19	1	H282170
50	+mn0,060	140	12/21	1	H282178
50	+mn0,060	140	14/23	1	H282179
100	+mn0,100	170	12/21	1	H282108
100	+mn0,100	170	14/23	1	H282118
200	+mn0,150	210	14/23	1	H282185
250	+mn0,150	220	14/23	1	H282186
500	+mn0,250	260	19/26	1	H282190
1 000	+mn0,400	300	24/29	1	H282193
2 000	+mn0,600	370	29/32	1	H282194
5 000	+mn1,200	475	34/35	1	H282195