

Baňka odměrná třídy A s PE zátkou, hnědá

Odměrná baňka s bílým potiskem ryskou, zábrusem a širokým nebo úzkým hrdlem

- Baňka s ověřením konformity a číslem výrobní šarže
- Certifikát výrobní šarže ke stažení na www.hirschmannlab.de

Technické parametry

Materiál: hnědé borosilikátové sklo 3.3



Baňka odměrná třídy A s PE zátkou, hnědá

Objem (ml)	Přesnost (nml)	Výška (mm)	NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	+mn0,025	70	7/16	1	H264152
5	+mn0,025	70	10/19	1	H264153
10	+mn0,025	90	10/19	1	H264161
20	+mn0,040	110	10/19	1	H264165
25	+mn0,040	110	10/19	1	H264170
50	+mn0,060	140	12/21	1	H264178
50	+mn0,060	140	14/23	1	H264179
100	+mn0,100	170	12/21	1	H264181
100	+mn0,100	170	14/23	1	H264180
200	+mn0,150	210	14/23	1	H264185
250	+mn0,150	220	14/23	1	H264186
500	+mn0,250	260	19/26	1	H264190
1 000	+mn0,400	300	24/29	1	H264193
2 000	+mn0,600	370	29/32	1	H264194

*Baňka se širokým hrdlem