

Baňka odměrná třídy A s PE zátkou, trapezoidová | DURAN®

Odměrná baňka pro malé objemy s modrým potiskem a stupnicí

- Certifikát výrobní šarže je ke stažení na www.hirschmannlab.de
- Vysoce kontrastní modrá graduace

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Baňka odměrná třídy A s PE zátkou, trapezoidová

Objem (ml)	Přesnost (ml)	Výška (mm)	NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	+mn0,025	60	7/16	2	H296133
2	+mn0,025	70	7/16	2	H296140
5	+mn0,025	70	7/16	2	H296152
5	+mn0,04	70	10/19	2	H296153
10	+mn0,025	90	7/16	2	H296160
10	+mn0,04	90	10/19	2	H296161
20	+mn0,04	110	10/19	2	H296165
25	+mn0,04	110	10/19	2	H296170
50	+mn0,06	140	12/21	2	H296175