

Baňka odměrná třídy A s PE zátkou a certifikátem | PYREX®

Odměrná baňka s bílým potiskem, ryskou, zábrusem a individuálním certifikátem ke každé baňce

- Výrobce testované baňky s individuálním sériovým číslem a písemným certifikátem

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Přesnost (ml)	Výška (mm)	NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	+mn0,025	70	10/19	1	S314042
10	+mn0,025	90	10/19	1	S314044
20	+mn0,040	110	10/19	1	S314046
25	+mn0,040	110	10/19	1	S314048
50	+mn0,060	140	12/21	1	S314050
100	+mn0,100	170	14/23	1	S314052
200	+mn0,150	210	14/23	1	S314054
250	+mn0,150	220	14/23	1	S314056
500	+mn0,250	260	19/26	1	S314058
1 000	+mn0,400	300	24/29	1	S314060
2 000	+mn0,600	370	29/32	1	S314062
5 000	+mn1,200	475	34/35	1	S314064