

Baňka odměrná třídy A se skleněnou zátkou

Odměrná baňka s modrým potiskem, ryskou, zábrusem a dutou skleněnou zátkou

- Baňky s ověřením konformity a číslem výrobní šarže
- Certifikát výrobní šarže je ke stažení na www.hirschmannlab.de

Technické parametry

Materiál: čiré borosilkátové sklo 3.3



Baňka odměrná třídy A se skleněnou zátkou

Objem (ml)	Přesnost (ml)	Výška (mm)	NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	+mn0,025	70	10/19	1	S674264
10	+mn0,025	90	10/19	1	S674266
20	+mn0,040	110	10/19	1	S674267
25	+mn0,040	110	10/19	1	S674268
50	+mn0,060	140	12/21	1	S674270
100	+mn0,100	170	14/23	1	S674272
200	+mn0,150	210	14/23	1	S674274
250	+mn0,150	220	14/23	1	S674276
500	+mn0,250	260	19/26	1	S674278
1 000	+mn0,400	300	24/29	1	S674280
2 000	+mn0,600	370	29/32	1	S674282