

Baňka s kulatým dnem a krátkým hrdlem se zábrusem | PYREX®

Kulatá baňka s různými typy zábrusů

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Baňka kulatá s NZ 14/23

Kulatá baňka s krátkým hrdlem se zábrusem

Objem (ml)	Výška (mm)	Délka hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	65	15	1	B112503
10	70	15	1	B112504
25	85	10	1	B112506
50	90	15	1	B112538
100	105	15	1	B112539
250	126	15	1	B112532

Baňka kulatá s NZ 19/26

Kulatá baňka s krátkým hrdlem se zábrusem

Objem (ml)	Výška (mm)	Délka hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	80	15	1	B112536
50	90	15	1	B112508
100	105	15	1	B112509
250	140	15	1	B112542
500	147	15	1	B112546
1000	177	15	1	B112550

Baňka kulatá s NZ 24/29

Kulatá baňka s krátkým hrdlem se zábrusem.

Objem (ml)	Výška (mm)	Délka hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	90	15	1	B112548
100	105	15	1	B112551
250	140	15	1	B112552
500	163	15	1	B112556
1 000	180	15	1	B112560
2 000	205	10	1	B112562

Baňka kulatá s NZ 29/32

Kulatá baňka s krátkým hrdlem se zábrusem

Objem (ml)	Výška (mm)	Délka hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	105	15	1	B112549
250	130	15	1	B112512
500	163	15	1	B112516
1 000	183	10	1	B112520
2 000	240	15	1	B112522
5 000	270	15	1	B112525