

Baňka s kulatým dnem a třemi tubusy se zábrusem | DURAN®

Destilační baňka s jedním centrálním a dvěma šikmými bočními tubusy

- Centrální tubus pro chladič a dva šikmé postranní tubusy pro přívod plynu, uchycení teploměru apod.

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Baňka s třemi tubusy se zábrusem

Objem (ml)	Centrální zábrus NZ	Postranní zábrusy NZ	Výška (mm)	Průměr baňky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	14/23	14/23	90	51	1	R.KY18.1
100	14/23	14/23	105	64	1	R.KY19.1
100	29/32	14/23	105	64	1	R.E611.1
250	29/32	14/23	140	85	1	R.E612.1
250	29/32	29/32	140	85	1	R.KY20.1
500	29/32	14/23	163	105	1	R.E613.1
500	29/32	29/32	163	105	1	R.KY21.1
1 000	29/32	14/23	200	131	1	R.E614.1
1 000	29/32	29/32	200	131	1	R.KY22.1
2 000	29/32	29/32	240	166	1	R.KY23.1