

Baňka s rovným dnem a krátkým hrdlem se zábrusem | PYREX®

Baňka s různými typy zábrusů

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Zábrus NZ	Přibližná výška (mm)	Délka hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	19/26	85	10	1	S660502
50	24/29	85	10	1	S660503
100	19/26	95	10	1	S661002
100	24/29	103	15	1	S661033
100	29/32	103	15	1	S661004
250	19/26	130	10	1	S662502
250	24/29	130	10	1	S662533
250	29/32	130	10	1	S662504
500	19/26	135	15	1	S665002
500	24/29	140	15	1	S665033
500	29/32	145	15	1	S665004
1 000	24/29	170	25	1	S660013
1 000	29/32	187	20	1	S660014
2 000	29/32	230	25	1	S660024

Pozn.: Lze objednat i baňky s NZ 34/35 od objemu 100 ml.