

Baňka s rovným dnem a středním hrdlem se zábrusem | PYREX®

Baňka se standardním zábrusem 24/29 a delším hrdlem

Technické parametry

Materiál:	borosilikátové sklo PYREX®
Přibližná délka hrdla:	35 mm
Zábrus :	24/29



Objem (ml)	Celková výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	130	1	S661003
150	140	1	S661503
250	150	1	S662503
500	170	1	S665003
1 000	190	1	S661000