

Baňka s rovným dnem širokohrdlá | PYREX®

Baňka pro běžné laboratorní použití

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	64	34	105	1	B107509
250	85	50	138	1	B107512
500	105	50	163	1	B107516
1 000	131	50	190	1	B107520
2 000	166	76	230	1	B107522