

Baňka s rovným dnem úzkohrdlá | PYREX®

Baňka pro běžné laboratorní použití

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	50	18	100	1	B109508
100	64	18	110	1	B109509
250	85	30	140	1	B109512
500	105	30	170	1	B109516
1 000	131	36	200	1	B109520
2 000	166	45	250	1	B109522
4 000	207	45	300	1	B109524
6 000	237	57	340	1	B109526
10 000	280	57	400	1	B109527
12 000	300	57	465	1	B109528
20 000	341	60	558	1	B109529