

Baňka Schlenkova válcová se skleněným postranním kohoutem | DURAN®

Baňka dle Schlenka s kulatým dnem a zábrusem

- Baňka pro reakce vyžadující inertní atmosféru dusíku nebo argonu

Technické parametry

Zábrus :	14/23 plášť nebo jádro
Kohout :	zábrus 14,5; otvor 2,5 mm
Vnější průměr připojovací trubice:	8 mm
Materiál:	borosilikátové sklo DURAN®



Schlenkova válcová baňka se skleněným postranním kohoutem



Schlenkova válcová baňka se skleněným postranním kohoutem

Objem (ml)	Zábrus	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	plášť	1	I194741
25	plášť	1	I194841
50	plášť	1	I194941
100	plášť	1	I195041
250	plášť	1	I195141
10	jádro	1	I195241
25	jádro	1	I195341
50	jádro	1	I195441
100	jádro	1	I195541
250	jádro	1	I195641