

Barvicí nádobka se dvěma víčky | KARTELL

Kyveta pro držák standardních mikroskel

- Nádobka se dodává se dvěma víčky (víčko s výřezem a bez výřezu)
- Držák na mikroskopická skla se objednává samostatně

Technické parametry

Materiál kyvety :	TPX
Materiál držáku :	PP
Rozměry:	81 × 101 × 86,5 mm
Kapacita držáku:	20 mikroskel



Barvicí nádobka se dvěma víčky

Popis	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo
Nádobka s víčky	TPX	1	K000353
Držák mikroskel	PP	1	K000354