

Barvicí systém EasyDip | SIMPORT

Barvicí systém skládající se z nádoby a držáku mikroskopel

- Různobarevné nádoby pro snadnou identifikaci obsahu
- Nádoby lze snadno spojovat vedle sebe do ucelené barvicí řady
- Vertikální držák pro dvanáct mikroskopel s víčkem, který zcela uzavře nádobku
- Skla lze v držáku sušit v mikrovlnné troubě nebo při teplotě do 121 °C
- Otočná rukojeť držáku pro snadné vkládání a vyjímání mikroskopel
- Nádoby a držák jsou odolné vůči většině barvicích roztoků (včetně alkoholu a xyleny, nelze použít fenol)

Technické parametry

Materiál:	POM (polyacetát)
Teplotní rozsah:	–170 až +121°C
Rozměry nádobek:	64 × 76 × 92 mm
Rozměry držáku:	60 × 64 × 97 mm
Kapacita držáku:	12 mikroskopel 26 × 76 mm, tloušťky 1,0 až 1,2 mm



Barvicí systém EasyDip



Barvicí systém EasyDip

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Nádobka	modrá	1	U900120.M
Nádobka	zelená	1	U900120.Z
Nádobka	růžová	1	U900120.R
Nádobka	bílá	1	U900120.B
Nádobka	žlutá	1	U900120.Y
Držák	tmavě šedá	1	U905120