

BENZALKONIUM CHLORID


alkylbenzyltrimethylamonium chlorid, Zephiran chlorid

CAS: 63449-41-2

Technické parametry

Hustota: 0,97 g·cm⁻³ pevný 0,99 g·cm⁻³ roztok

Bezpečné věty (GHS): H302-H314-H410



Čistota	Balení	Katalogové číslo
~80 %	100 g	R.2999.1
~80 %	500 g	R.2999.2
~80 %	1 kg	R.2999.3
~80 %	2,5 kg	R.2999.4
50% vodný roztok	500 ml	R.5091.1
50% vodný roztok	2,5 l	R.5091.2