

BENZAMIDIN MONOHYDRÁT

inhibitor serinových proteáz

Kompetitivní inhibitor trypsinu a příbuzných enzymů, akrosinu, thrombinu a plasminu

CAS: 206752-36-5

Vzorec: $C_7H_8N_2 \cdot HCl \cdot H_2O$


Technické parametry

Molekulová hmotnost: 174,63

Zásobní roztok: 100-150 mg/ml (0.65-1 M) v H_2O a alkoholu skladujte při $-20^{\circ}C$

Pracovní koncentrace: 150-750 $\mu g/ml$ (0,5-2nM) Benzamidin je citlivý na oxidaci. Doporučujeme připravit vždy čerstvý roztok. Zásobní roztok má krátkou trvanlivost.

Bezpeč. věty (GHS): H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.CN38.1
min 98 %, pro biochemii	10 g	R.CN38.2
min 98 %, pro biochemii	25 g	R.CN38.3