


BENZEN

CAS: 71-43-2

Vzorec: C₆H₆

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	78,12
Hustota:	0,88 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H340-H350-H372-H304-H315-H319



BENZEN

BENZEN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, extra čistý	100 ml	R.5785.3
min 99,5 %, extra čistý	1 l	R.5785.1
min 99,5 %, extra čistý	2,5 l	R.5785.4
min 99,5 %, extra čistý	10 l	R.5785.2
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a.	100 ml	R.7173.4
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a.	500 ml	R.7173.3
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a.	1 l	R.7173.1
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a.	2,5 l	R.7173.2
ROTICHROM® GC min 99 % referenční látka pro plynovou chromatografii	1 g	R.4898.1