

BENZOYLCHLORID

Cbz-Cl, benzenkarbonylchlorid

CAS: 98-88-4

Vzorec: C₇H₅ClO

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	140,57
Hustota:	1,21 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302+H312+H332-H314-H317



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	100 ml	R.7456.1
min 99 %, pro syntézu	500 ml	R.7456.2
min 99 %, pro syntézu	1 l	R.7456.3
min 99 %, pro syntézu	2,5 l	R.7456.4