

BERYLLIUM - standard pro ICP-OES

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: Be

- "Traceable to SRM from NIST"
- Kyselina je čištěna pomocí destilace pod bodem varu
- Pro přípravu roztoku je použita voda a kyselina nejvyšší kvality
- Složení standardu je ověřeno gravimetricky a pomocí ICP
- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu (obvykle min 99,999 %)

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H290-H302+H332-H311-H315-H319-H350i-EUH208
Garantovaná čistota:	±0,2 %
Počet měřených stopových nečistot (ppt):	max 70
Expirace:	24 měsíců neotevřená lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Sloučenina	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Objem (ml)	Katalogové číslo
$\text{Be}_4\text{O}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_6$	1 000	2% HNO_3 /0,1% HF	30	R.2401.2
$\text{Be}_4\text{O}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_6$	1 000	2% HNO_3 /0,5% HF	100	R.2401.1
BeO	10 000	5% HNO_3 /1% HF	100	R.2496.1