

Biotin-agaróзовé kuličky Roti® garose-Biotin

Biotin-agaróзовé kuličky pro izolaci avidinem/streptavidinem značených molekul

- Jednokroková izolace avidinem/streptavidinem značených molekul z lyzátů
- Vhodné pro izolaci DNA, proteinů a jiných molekul všech velikostí pomocí nízkotlaké afinitní chromatografie
- Rychlá a vysoce specifická purifikace
- Vysoká výtěžnost
- Autoklávatelné při 121 °C po dobu 30 minut

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H226-H319
Teplota skladování:	+4 °C
Velikost částic:	50-150 µm
Vazebná kapacita (gel) (Avidin):	≥30 mg/ml
Azid sodný:	0,02 %



Biotin-agaróзовé kuličky pro izolaci avidinem/streptavidinem značených molekul

Objem (ml)	Katalogové číslo
5	R.0844.1
10	R.0844.2