

Bloková digitální lázeň pro mikrozukmavky BTĐ | GRANT

Přesná kompaktní bloková lázeň pro mikrozukmavky s pevně zabudovaným blokem

- Blok s vynikající teplotní stabilitou pro všestranné použití
- Pro mikrozukmavky 1,5 ml, 0,5 ml a 0,2 ml
- Digitální nastavení teploty na displeji
- Časový spínač a pojistka proti přehřátí

Technické parametry

Rozsah:	teplota okolí +5 až 100 °C
Rozsah nastavení teploty:	+25 až 100 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Teplotní stabilita:	+mn0,1 °C při 37 °C
Teplotní uniformita uvnitř bloku:	+mn0,1 °C při 37 °C
Doba ohřevu z 25 na 37 °C:	4 min
Doba ohřevu z 25 na 100 °C :	15 min
Kapacita bloku:	49 mikrozukmavek (24 x 1,5 ml, 15 x 0,5 ml a 10 x 0,2 ml)
Rozměry bloku (Ø x v):	130 x 45 mm
Časovač :	1 min až 96 hod
Teplotní výkon:	200 W
Rozměry (š x h x v):	210 x 230 x 110 mm
Hmotnost:	2,8 kg



Bloková lázeň BTĐ

Popis	Katalogové číslo
Bloková lázeň BTĐ	G618010