

Blotovací membrány nylonové

Membrány pro přenos DNA a RNA metodou Southern a Northern blot s velmi nízkým pozadím

- Membrány použitelné pro všechny standardní barvicí techniky
- Vysoká vazebná kapacita pro nukleové kyseliny
- K dispozici v roli pro univerzální použití, nebo jako předem nařezané archy či kruhové výseky pro snadnou aplikaci

**Blotovací membrány Nylon plus**

Kationtová vyztužená membrána s vysokou pevností v tahu pro přenos DNA a RNA

- Kladně nabitý povrch membrány zaručuje rychlou a efektivní vazbu DNA a RNA
- Použití pro Southern a Northern blot, Dot-blot, DNA fingerprinting, "macroarrays" a "microarrays"
- Vhodné pro radioaktivní značení, chemiluminiscenční a fluorescenční detekci
- Role pro univerzální použití, nebo archy odpovídající standardním rozměrům gelů

Technické parametry

Materiál:	nylon 6.6
Porozita:	0,45 µm

Rozměr (cm)	Balení	Katalogové číslo
30 x 300	1 role	R.K058.1
10 x 15	10 archů	R.HP35.1
20 x 20	10 archů	R.HP36.1



Blotovací membrány

Blotovací membrány Nylon 0,2

Neutrální membrána s vynikající pevností v tahu s vysokou vazebnou kapacitou pro DNA

- Mimořádně odolná vůči alkoholu, acetonu a řadě dalších organických rozpouštědel
- Použití pro Southern a Northern blot, Dot-blot, DNA fingerprinting, "macroarrays" a "microarrays"
- Vhodné pro radioaktivní značení, chemiluminiscenční a fluorescenční detekci
- Role pro univerzální použití nebo kruhové výseky pro "colony- and plaque lifting"

Technické parametry

Materiál: upravený nylon

Porozita: role 0,2 μm , disky 0,45 μm

Rozměry (cm)	Porozita (μm)	Balení	Katalogové číslo
30 x 300	0,2	1 role	R.AE50.1



Blotovací membrány Nylon 0,2