

BOC-L-ASPARAGOVÁ KYSELINA-BENZYLESTER

β-benzylester N-α-boc-L-asparagové kyseliny


CAS: 7536-58-5

Vzorec: C₁₆H₂₁NO₆

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

323,35



www.p-lab.cz

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, pro biochemii	5 g	R.8846.1
min 98,5 %, pro biochemii	25 g	R.8846.2
min 98,5 %, pro biochemii	100 g	R.8846.3