

**Bodotávek digitální MP-200D a MP-200D-HR | COLE-PARMER STUART**

Bodotávky s elektronickým teploměrem pro přímé čtení teploty na displeji

- Jednoduchá obsluha a údržba
- Elektrický ohřev bločku, pozorování osvětleného vzorku v kapilárách pod lupou
- Funkce "plošiny" - lze nastavit teplotu několik stupňů pod očekávaným bodem tání, ke které bude bodotávek zvyšovat teplotu rychle a po jejím dosažení rychlost ohřevu zvolní, což umožní přesné odečtení bodu tání
- Model MP-200D-HR s lepším rozlišením, volitelnou rychlostí ohřevu a dedikovaným tlačítkem pro zastavení odečtu teploty
- Antimikrobiální ochrana BioCote® zabraňuje růstu bakterií a hub na povrchových částech přístroje

**Technické parametry**

| Model                      | MP-200D                                             | MP-200D-HR                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Počet vzorků               | 2                                                   | 2                                                      |
| Teplotní rozsah            | teplota místnosti až 300 °C                         | teplota místnosti až 300 °C                            |
| Rozlišení                  | 1 °C                                                | 0,1 °C                                                 |
| Rychlost zvyšování teploty | 20 °C/min k hodnotě plošiny<br>2 °C/min k bodu tání | 20 °C/min k hodnotě plošiny<br>1-10 °C/min k bodu tání |
| Rychlost ohřevu            | cca 15 min z 50 na 300 °C                           | cca 15 min z 50 na 300 °C                              |
| Rychlost ochlazení         | cca 40 min z 300 na 50 °C                           | cca 40 min z 300 na 50 °C                              |
| Teplotní čidlo             | PT100                                               | PT100                                                  |
| Paměť                      | -                                                   | -                                                      |
| Rozměry (š x h x v)        | 160 x 220 x 160 mm                                  | 160 x 220 x 160 mm                                     |
| Hmotnost                   | 1,8 kg                                              | 1,8 kg                                                 |



Bodotávek digitální MP-200D



Bodotávek digitální MP-200D-HR

| Popis                          | Katalogové číslo |
|--------------------------------|------------------|
| Digitální bodotávek MP-200D    | S341099          |
| Digitální bodotávek MP-200D-HR | S342099          |

Bodotávky dodáváme s kalibračním certifikátem, včetně 100 ks kapilár zatavených na jedné straně  
Referenční standardy pro stanovení bodu tání naleznete [zde](#).

## Kapiláry pro bodotávky Stuart

### Technické parametry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vnější průměr:  | 1,9 mm |
| Vnitřní průměr: | 1,3 mm |
| Délka :         | 100 mm |

| Popis                              | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| Kapiláry otevřené na obou stranách | 100         | S343111          |
| Kapiláry uzavřené na jedné straně  | 100         | S345101          |
| Kapiláry uzavřené na obou stranách | 100         | S343112          |