

BOR - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: B

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Garantovaná čistota:	+mn0,2 %
Expirace:	24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Prvek	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
H ₃ BO ₃	1 000	H ₂ O	100 ml	R.2237.1
H ₃ BO ₃	1 000	H ₂ O	500 ml	R.2237.2