

Box elektrický "Thermal/Ice"

Box pro udržování látek při přepravě v optimální teplotě

- Zabudovaný velmi tichý ventilátor pro rychlé vychlazení prostoru boxu
- Antimikrobiální úprava vnitřního prostoru chrání box před plísněmi a zápachem
- Dvoupolohová zástrčka umožňuje buď chlazení, nebo ohřev boxu
- Box dodáváme s kabelem pro 12V automobilovou zásuvku, transformátor 230/12 V je nutno objednat samostatně
- Transformátor 230/12 V nutno objednat samostatně

Technické parametry

Materiál boxu:	PP
Izolace:	polyuretanová pěna
Objem:	28 l
Maximální teplota:	+65 °C
Minimální teplota:	20 °C pod teplotou prostředí
Rozměry vnější (š x h x v):	323 x 408 x 469 mm
Rozměry vnitřní (š x h x v):	243 x 328 x 348 mm
Hmotnost:	3,7 kg



Box elektrický "Thermal/Ice"

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Elektrický Thermal/Ice box	1	R627271
Transformátor	1	R627371