

Box pracovní Techni-Dome® 360 | BEL-ART

Kulatý box s otvory pro upevnění manipulačních rukavic

- Box ze dvou oddělitelných polokoulí a podložkou na dně pro bezproblémovou manipulaci se vzorky
- Snadné složení, po rozložení lze vložit jednu polokouli do druhé
- Otvor v horní a spodní straně a přiložený kohout se zátkou pro práci v umělé atmosféře
- Odolnost vůči velkému spektru chemikálií, vysoká pevnost a odolnost proti poškrábání
- Držadla pro snadné přenášení, vnitřní hladký povrch usnadňuje čištění
- Neoprénové rukavice a kruhy pro jejich upevnění je nutno objednat samostatně

Technické parametry

Materiál boxu:	čirý PC
Materiál podložky:	PP
Objem:	65 l
Rozměry:	Průměr 60 cm, výška 60 cm
Balení:	1 ks



Box pracovní Techni-Dome® 360

Popis	Balení	Katalogové číslo
Pracovní box Techni-Dome® 360	1 ks	A500300
Upevňovací kruhy pro rukavice	2 ks	A502900
Neoprénové rukavice malé	1 pár	A502910
Neoprénové rukavice extra velké	1 pár	A502940