

Box přenosný DuraPorter™ | HEATHROW SCIENTIFIC

Průhledný box s držadlem a odklopným víkem pro bezpečnou přepravu a ukládání laboratorního materiálu

- Autoklárovatelný robustní box s víkem, který lze zcela otevřít pro snadné plnění a čištění
- Silikonové těsnění a 3 postranní přezky zajistí bezpečné a nepropustné uzavření boxu
- Vyjímatelné vnitřní přepážky pro rozdělení boxu na menší oddíly
- Ideální pro přepravu a ukládání nebezpečných biologických a chemických vzorků, krevních vaků, vzorků tkání a nástrojů

Technické parametry

Materiál:	PC
Vnější rozměry (š × d × v):	196 × 380 × 160 mm
Vnitřní rozměry (š × d × v):	155 × 335 × 135 mm



Přenosný box DuraPorter™



Přenosný box DuraPorter™ - stohování



Přenosný box DuraPorter™



Přenosný box DuraPorter™



Přenosný box DuraPorter™



Přenosný box DuraPorter™

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Čirá s modrými přezkami a držadlem	1	R.AAA0.1
červená	1	R.AAA1.1
žlutá	1	R.AAA2.1

Box nechte při autoklávování otevřený, silikonové těsnění je možné nechat na místě