

Brilliant Green Lactose Sucrose Agar

BPLS, Vysoce selektivní médium pro izolaci salmonel z patologických vzorků a potravin

Technické parametry

pH:	6,9 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z masa a kaseinu; 3 g kvasničného extraktu; 5 g chloridu sodného; 10 g monohydrátu laktózy; 10 g sacharózy; 0,08 g fenolové červení; 0,0125 g brilantové zeleni; 20 g agaru
Aplikace:	58,1 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE43.1

Synonymum: Agar medium L, BPLS