

Brilliant Green Tetrathionate Bile Broth

Selektivní bujón pro salmonely v potravinách a stolici

Technické parametry

pH:	7,0 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	8,6 g peptonu; 8 g sušené hovězí žluči; 6,4 g chloridu sodného; 20 g uhličitanu vápenatého; 20 g tetrathionanu draselného; 0,07 g brilliantové zeleni
Aplikace:	63 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	R.AE42.2
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE42.1

Synonymum: Broth medium I