

Brucella Agar

Pro kultivaci bakterií rodu *Brucella* a dalších náročných mikroorganismů v potravinách a dalších vzorcích

- Pro získání selektivního média lze suplementovat antibiotiky (Nystatin, Bacitracin, Polymixin B, Cykloheximid, Vancomycin a kyselina nalidixová)

Technické parametry

pH: 7,0 ±0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 10 g peptonu z masa; 10 g peptonu z kaseinu; 5 g chloridu sodného; 2 g kvasničného extraktu; 1 g glukózy; 0,1 g síranu sodného; 15 g agaru

Aplikace: 43,1 g na 1 l agaru, přidat 50 ml defibrilované ovčí krve

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5752.1