

Brýle ochranné anti-UV

Brýle pro ochranu před UV zářením



Brýle 506U

Číré lehké brýle s měkkými stranicemi zabráňujícími otlakům

- Nezamlžující se zorník odolný proti poškrábání
- Měkká, nastavitelná sedýlka na nos, nastavitelný náklon a délka stranic

Technické parametry

Materiál zorníku:	polykarbonát
Hmotnost:	25 g

Barva stranic	Balení (ks)	Katalogové číslo
Bílá/růžová	1	R.CNE8.1
Černá/zelená	1	R.CNE9.1



Brýle 506U

Brýle "Millennia"

Lehké ergonomické brýle s tvrzeným povrchem zorníku

- Optimální zakřivení zorníku nezkrsluje vidění
- Nepotřebují nastavitelné stranice - pružné obroučky se přizpůsobí tvaru hlavy

Technické parametry

Materiál zorníku:	polykarbonát
Brýle s čirým zorníkem:	filtr pro UV záření, vysoká mechanická odolnost
Brýle se žlutým zorníkem:	filtr pro UV a modrou část spektra, vynikající kontrastní vidění, vysoká mechanická odolnost
Brýle se šedým zorníkem:	filtr pro UV a částečně pro viditelnou část spektra, ochrana proti slunci, dobré barevné vidění
Hmotnost:	34 g

Barva zorníku	Barva obrouček	Balení (ks)	Katalogové číslo
Čirá	modrá	1	R675871
Čirá	stříbrná	1	R676071
Žlutá	černá	1	R676171
Šedá	černá	1	R873031



Brýle "Millennia"

Brýle "Z 8"

Číré brýle s kovovými stranicemi

- Nezamlžující se zorník s bezproblémovým panoramatickým viděním
- Kovové stranice kryté na konci měkkým neklouzajícím PVC

Technické parametry

Materiál zorníku:	polykarbonát
Hmotnost:	33 g

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Brýle "Z 8"	1	I397621



Brýle "Z 8"