

Brýle ochranné na dioptrické brýle

Ochranné brýle s možností nasazení přes dioptrické brýle

- Polykarbonátový zorník s ochrannou proti poškrábání a odolný vůči chemikáliím
- Vhodné i pro práci s UV světlem
- Neomezený výhled do stran díky panoramatickému zorníku
- Speciální nastavitelné stranice
- Polstrované konce straníc pro pohodlné usazení
- Splňují normy EN 166 a EN 170

Technické parametry

Materiál: polykarbonát



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Brýle ochranné na dioptrické brýle	1	R.N163.1