

BSTFA-TMCS (99:1)

Silyl 991, N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid s 1 % trimethylchlorosilanu
silylační činidlo

CAS: 25561-30-2

Vzorec: $C_8H_{18}F_3NOSi_2$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	257,41
Hustota:	0,97 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H314

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro plynovou chromatografii	10 ml (láhev se septem)	R.9935.1