

Bujón acetamidový (roztok A)Pro potvrzení *Pseudomonas aeruginosa* ve vzorcích vod**CAS:** 60-35-5**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS): H351

Certifikáty: DEV, EN ISO 16266:2008

Aplikace: 3,4 g na 1 l média. Rozpusťte v 900 ml, přidejte čerstvý roztok B (molybdenan sodný, [R.0274.1](#) a síran železnatý, [R.P015.1](#)) a doplňte vodou na 1 l.

Teplota skladování: +20 °C

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP61.1