

Bujón Brain-Heart-Infusion (BHI)

Pro kultivaci mikroorganismů náročných na výživu

Technické parametry

pH:	7,4 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	7,5 g výtažku z telecího mozku; 10 g výtažku z hovězího srdce; 10 g peptonu; 2 g glukózy; 5 g chloridu sodného; 2,5 g hydrogenfosforečnanu sodného
Aplikace:	37 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79160
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79162

Synonymum: BHI Broth