

Bujón CASO

Pro izolaci a kultivaci mikroorganismů nenáročných i náročných na výživu

Technické parametry

pH:	7,3 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	17 g peptonu z kaseinu; 3 g peptonu ze sóji; 5 g chloridu sodného; 2,5 g hydrogenfosforečnanu draselného; 2,5 g dextrózy
Aplikace:	30 g na 1 l média



Bujón CASO

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79380
Ph.Eur., pro mikrobiologii	1 kg	plast	R 79382
Ph.Eur., pro mikrobiologii	2,5 kg	plast	R.X938.3

Synonymum: Broth medium A, Casein Soya Bean Digest Broth, Soy Peptone Broth, TSB Broth, Tryptic Soy Broth