

Bujón CASO, granulovaný

Pro kultivaci organismů nenáročných i náročných na výživu

- Granulovaná verze s minimalizovanou prašností a vysokou rozpustností

Technické parametry

pH: 7,3 ±0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 17 g peptonu z kaseinu; 3 g peptonu ze sóji; 2,5 g hydrogenfosforečnanu draselného; 5 g chloridu sodného; 2,5 g monohydrátu glukózy

Aplikace: 30 g na 1 l média



Bujón CASO, granulovaný

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii, granulovaný	500 g	plast	R.6678.1
Ph.Eur., pro mikrobiologii, granulovaný	1 kg	plast	R.6678.2

Synonymum: Broth medium A, Casein Soya Bean Digest Broth, Soy Peptone Broth, TSB Broth, Tryptic Soy Broth