

Bujón CASO rostlinný

Pro kultivaci organismů nenáročných i náročných na výživu

- Bez živočišných přísad

Technické parametry

pH: 7,3 ±0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 20 g rostlinného peptonu; 2,5 g hydrogenfosforečnanu draselného; 5 g chloridu sodného; 2,5 g glukózy

Příprava: 30 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.0139.1

Synonymum: Soy Peptone Broth, TSB Broth, Tryptic Soy Broth