

Buněčná sítko EASYstrainer™ | Greiner Bio-One

Pro filtraci buněčných suspenzí a primárních buněčných izolátů

- Sterilní buněčná sítko pro použití při extrakci primárních buněk, či přípravě buněk pro průtokovou cytometrii
- Rukojeť a povrch pláště chrání před nechtěným kontaktem s filtrovaným materiálem
- Odvzdušňovací štěrba mezi sítkem a zkumavkou pro rychlou filtraci - zabráňuje přetečení buněčného síta
- Kompatibilní se standardními 50 ml zkumavkami
- Jednotlivé balení v blistru umožňuje pohodlné a aseptické vyjmutí sítko
- Nepyrogní, necytotoxické, bez detekovatelných stop DNáz, RNáz a lidské DNA

Technické parametry

Materiál:	PP
Materiál membránového filtru:	PET



Buněčné sítko EASYstrainer 100 µm

Velikost pórů (µm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
40	zelená	50	R.CL9.1
70	modrá	50	R.CNA0.1
100	žlutá	50	R.CNA1.1