

BUTYLTRIMETHYLAMONIUM BIS-(TRIFLUORMETHYLSULFONYL)IMID


N1114 BTA

CAS: 258273-75-5

Vzorec: C₉H₁₈F₆N₂O₄S₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	396,36
Hustota:	1,395 g·cm ⁻³
Bod tání:	7 °C
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	25 g	R.2025.1
min 99 %	100 g	R.2025.2