

Byreta dle Schillinga

Skleněná byreta se Schellbachovým pruhem nasazená na PE zásobní láhvi

- Automatické plnění zmáčknutím zásobní láhve upevněné v držáku.
- Jednoduché dávkování pomocí tlačky a mikrošroubu.

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Byreta dle Schillinga

Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (ml)	Objem zásobní láhve (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	0,05	+mn0,030	500	1	R822651
10	0,05	+mn0,030	500	1	R822751
15	0,10	+mn0,045	500	1	R822851
25	0,10	+mn0,045	1 000	1	R822951
50	0,10	+mn0,075	1 000	1	R823051

Pozn.: Jednotlivé díly (zásobní láhev, byreta, držák byrety) lze objednat i samostatně.